

VENOFLOW™

QuickRelease™ buishouders

Voor veilige en gemakkelijke afname van bloed




HUSK
HEALTHCARE
GROUP

Productomschrijving

De VenoFlow™ QuickRelease™ buishouder is ontwikkeld voor een veilige, eenvoudige en efficiënte bloedafname met vacuümbuizen. Tijdens één bloedafname kunnen achtereenvolgens meerdere bloedbuizen worden afgenomen, zonder dat de zorgprofessional daarbij wordt blootgesteld aan de scherpe achterzijde van de bloedafnamenaald.

Na de bloedafname maakt het geïntegreerde QuickRelease-mechanisme het mogelijk om de gebruikte naald eenvoudig van de houder los te koppelen. Hiervoor houdt u de houder boven een geschikte naaldcontainer en bedient u het ontgrendelingsmechanisme bovenop de houder. De naald wordt hierdoor direct in de naaldcontainer gedeponneerd, zonder dat deze handmatig van de houder hoeft te worden losgeschroefd.

Dit principe ondersteunt een eenvoudige en efficiënte werkwijze: de gebruikte naald kan direct na de bloedafname worden afgevoerd, terwijl de VenoFlow™ QuickRelease buishouder behouden blijft voor hergebruik. De houder is herbruikbaar, mits deze tussen toepassingen wordt gereinigd en gedesinfecteerd conform de geldende gebruiksinstructies en protocollen.

Dankzij de universele maatvoering kan de VenoFlow™ QuickRelease™ buishouder worden ingezet binnen gangbare workflows voor veneuze bloedafname. Het transparante ontwerp biedt daarbij goed zicht op de aangesloten componenten en bloedafnamebuizen. De VenoFlow™ QuickRelease buishouder biedt daarmee een praktisch alternatief voor conventionele buishouders voor eenmalig gebruik.

Overige specificaties

- Latexvrij
- DEHP-vrij
- BPA-vrij
- Herbruikbaar (indien gebruikt en gereinigd/gedesinfecteerd conform IFU)

Toepassing

Deze herbruikbare bloedafnamehouder met Quick Release-mechanisme wordt gebruikt voor veilige veneuze bloedafname met vacuümbuizen binnen professionele zorgomgevingen. Het mechanisme maakt het mogelijk om de gebruikte naald eenvoudig los te klikken en af te voeren zonder direct contact met de scherpe naald.

Bestelinformatie

Productcode	Verpakkingseenheid
512145	BOX/5x20



Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



Versie nummer: 1.0

Publicatiedatum: 15-09-2026

VENOFLOW™

VENOFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

