

**SteriFlow™**

# HYPODERMISCHE INJECTIENAALDEN

Voor brede medische toepassingen



Uitgebreid spectrum aan  
diameters en lengtes

# PRODUCTINFORMATIE

SteriFlow™ injectienaalden zijn gemaakt van hoogwaardig staal en zijn voorzien van een semi-transparante hub om optimale flow-observatie te realiseren. De speciaal ontworpen naaldpunt zorgt voor optimale huidpenetratie met zo weinig mogelijk impact en een zo laag mogelijk pijnniveau. Alle naalden zijn kleurgecodeerd conform ISO 6009:2016 voor eenvoudige en gestandaardiseerde identificatie.



Eenvoudige  
kleurgecodeerde  
identificatie

Optimale flow-observatie  
door semi-transparante hub

Lage penetratiweerstand  
door consistente optimale  
naaldslijping

## Specificaties

<b>Klassificering</b>	Medisch Hulpmiddel klasse IIa	<b>Verpakkingsinformatie</b>	Steriel verpakt per stuk in blister, vervolgens in BOX/100.
<b>Certificering</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geproduceerd volgens ISO 13485:2016</li><li>• CE-gecertificeerd (MDR EU 2017/745)</li><li>• EU Conformiteitsverklaring (MDR EU 2017/745)</li></ul>	<b>Overige specificaties</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatibel met alle standaard luer tip spuiten</li><li>• Latexvrij, steriel en voor eenmalig gebruik</li><li>• Afzonderlijk steriel verpakt in blisterverpakking</li></ul>



## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

Kleurcodering	Diameter (G)	Afmetingen naald	Lengte (")	Productcode	Aanbevolen toepassing
Olijf	14G	1.8 x 40 mm	1.5"	374159-M	Transfer
Olijf	14G	1.8 x 50 mm	2"	374159-L	Transfer
Blauwgrijs	15G	1.65 x 40 mm	1.5"	374160-M	Transfer
Blauwgrijs	15G	1.65 x 50 mm	2"	374160-L	Transfer
Wit	16G	1.6 x 40 mm	1.5"	374161	Transfer
Roze	18G	1.2 x 25 mm	1"	374162-S	Transfer
Roze	18G	1.2 x 40 mm	1.5"	374162-M	Transfer
Roze	18G	1.2 x 50 mm	2"	374162-L	Transfer
Ivoor	19G	1.1 x 25 mm	1"	374163-S	IV afname
Ivoor	19G	1.1 x 40 mm	1.5"	374163-M	IV afname
Ivoor	19G	1.1 x 50 mm	2"	374163-L	IV afname
Donkergeel	20G	0.9 x 25 mm	1"	374164-M	IV afname
Donkergeel	20G	0.9 x 40 mm	1.5"	374164-L	IV afname
Groen	21G	0.8 x 25 mm	1"	374165-S	IV injectie
Groen	21G	0.8 x 40 mm	1.5"	374165-M	IM volwassenen
Groen	21G	0.8 x 50 mm	2"	374165-L	IM volwassenen

# MAATVOERING EN KLEURCODERING

Kleurcodering	Diameter (G)	Afmetingen naald	Lengte (")	Productcode	Aanbevolen toepassing
Zwart	22G	0.7 x 25 mm	1"	374166-S	IV injectie
Zwart	22G	0.7 x 32 mm	1.25"	374166-M	IV injectie/IM kinderen
Zwart	22G	0.7 x 40 mm	1.5"	374166-L	IV/IM volwassenen
Blauw	23G	0.6 x 25 mm	1"	374167-M	IV injectie
Blauw	23G	0.6 x 32 mm	1.25"	374167-L	IV injectie/IM kinderen
Paars	24G	0.55 x 25 mm	1"	374168	Subcutaan
Oranje	25G	0.5 x 16 mm	5/8"	374169-M	Subcutaan
Oranje	25G	0.5 x 25 mm	1"	374169-L	Subcutaan
Bruin	26G	0.45 x 12.5 mm	0.5"	374170-M	Subcutaan/Intradermaal
Bruin	26G	0.45 x 16 mm	5/8"	374170-L	Subcutaan
Grijs	27G	0.45 x 12.5 mm	0.5"	374171-M	Subcutaan/Intadermaal
Grijs	27G	0.4 x 18.5 mm	0.75"	374171-L	Subcutaan
Rood	29G	0.33 x 12.5 mm	0.5"	374172	Intradermaal
Geel	30G	0.3 x 12.5 mm	0.5"	374176	Intradermaal
Wit	31G	0.26 x 4 mm	5/32"	374177-S	Intradermaal
Wit	31G	0.26 x 6 mm	15/64"	374177-M	Intradermaal
Wit	31G	0.26 x 8 mm	5/16"	374177-L	Intradermaal
Diepgroen	32G	0.23 x 4 mm	5/32"	374178-S	Intradermaal
Diepgroen	32G	0.23 x 6 mm	15/64"	374178-M	Intradermaal
Diepgroen	32G	0.23 x 8 mm	5/16"	374178-L	Intradermaal
Zwart	33G	0.20 x 4 mm	5/32"	374179-S	Intradermaal
Zwart	33G	0.20 x 6 mm	5/64"	374179-M	Intradermaal
Zwart	33G	0.20 x 8 mm	5/16"	374179-L	Intradermaal
Oranje	34G	0.18 x 4 mm	5/32"	374180-S	Intradermaal
Oranje	34G	0.18 x 6 mm	15/64"	374180-M	Intradermaal
Oranje	34G	0.18 x 8 mm	5/16"	374180-L	Intradermaal

- **IV** = Intraveneus
- **IM** = Intramusculair

Neem gerust contact met ons op via [info@huskmedical.com](mailto:info@huskmedical.com) voor meer informatie en advies!