


## Nouvo Safety Set

Gesloten I.V. kathetersysteem met diverse samenstellingen



**Flexibele, geperforeerde en zachte vleugels**

### Productomschrijving

Deze set stelt u in staat om veilig en hygiënisch te werk te gaan. Dit geïntegreerde I.V. kathetersysteem verlaagt het aantal benodigde handelingen, waardoor het risico's op infecties en onbedoelde disconnectie verlaagd wordt.

Door middel van de MicroClave Clear Connectoren wordt het risico op kathetergerelateerde bloedbaan-infecties (CRBSI) verlaagd. De transparante huls stelt u in staat om ten allen tijde goed zicht te hebben op de stroom, en minimaliseert de reflux van bloed tijdens (dis)connectie.

Daarnaast is dit systeem voorzien van de Quick Flashback-naaldtechniek, waardoor u onmiddellijk ziet of de venapunctie succesvol is: dit wordt meteen zichtbaar in de naaldpunt, waar de flow van het bloed visueel bevestigd kan worden. Uiteraard is ook bij dit systeem een gebruiksvriendelijk en zelf-activerend veiligheidsmechanisme inbegrepen, waardoor naaldprik-incidenten tot het verleden behoren.

De Nouvo Safety Set wordt vervaardigd van bewezen biocompatibele materialen, waardoor een langere in-situ tijd veilig mogelijk is. Tenslotte zijn alle beschikbare maten volledig kleurgecodeerd volgens de geldende internationale normen.

### Verschillende samenstellingen

Deze set wordt uitgevoerd in verschillende samenstellingen, bijvoorbeeld met twee naaldloze connectoren en een Straight Port, of met een driewegskraan en een MicroClave Clear Connector. Zie het overzicht op de laatste pagina's van deze brochure voor alle opties.

<b>Productspecificaties</b>	
Certificering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geproduceerd volgens ISO 9001:2015 &amp; EN ISO 13485:2016</li> <li>• EU Conformiteitsverklaring</li> <li>• CE-certificaat</li> </ul>
Maatvoeringen	Zie producttabel op de laatste pagina's van deze brochure
Toepassingen	Dit product is inzetbaar om toegang te verschaffen tot het perifere vasculaire systeem voor de toediening van vloeistoffen en medicijnen. Het product heeft geïntegreerde passieve veiligheidsvoorzieningen om de naald na gebruik te bedekken om onbedoelde prikverwondingen te voorkomen.
Steriel	Ja
Sterilisatiemethode	EO
Overige specificaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latex-vrij</li> <li>• DEHP-vrij</li> <li>• PVC-vrij</li> <li>• Compatibel met Power injectoren tot en met 325-330 PSI</li> <li>• Tevens geschikt voor subcutaan gebruik</li> </ul>
Normeringen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 9001:2015 &amp; EN ISO 13485:2016</li> <li>• 93/42/EEC</li> <li>• ISO 10555</li> <li>• ISO 9626:2016</li> <li>• ISO 80369-7:2016</li> <li>• ISO 11135 &amp; ISO 14644</li> <li>• EN ISO 14971:2012</li> <li>• EN ISO 11135-1:2007</li> <li>• EN ISO 15223-1:2016</li> <li>• EN 20594-1:1992/A1:1997</li> <li>• EN 1707:1996</li> <li>• EN ISO 11607-1:2009</li> <li>• EN ISO 10993</li> <li>• EN 1041:2008 &amp; EN 868-5:2009</li> <li>• EN 62366:2008 &amp; EN 13868:2002</li> </ul>
<b>Bestelinformatie</b>	Steriel individueel verpakt in blister, en vervolgens per 12.

### Maatvoeringen & flow rate

Kleurcode	Maat	Lengte	I.D. (mm)	O.D. (mm)	Gemiddelde flow rate (ml/min)
Groen	18G	32 mm	1.0	1.3	84
Groen	18G	45 mm	1.0	1.3	79
Roze	20G	32 mm	0.8	1.1	58
Blauw	22G	25 mm	0.6	0.9	33
Geel	24G	19 mm	0.5	0.7	18



*De hierboven afgebeelde versie betreft de meest uitgebreide uitvoering van het Nouvo Safety-systeem, voorzien van driewegkraan, Luer-aansluiting en naaldloze connector (productcodes HM-520360 t/m HM-520364). Het afgebeelde product betreft maatvoering 20G (productcode HM-520362).*

**Producttabel**

---

**Nouvo Safety Set (Gesloten I.V. kathetersysteem, Y-versie, 2 Luer Lock)**

---

11923 (HM-520320)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, 2 x Luer Lock Y, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx32mm
11954 (HM-520321)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, 2 x Luer Lock Y, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx45mm
11924 (HM-520322)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, 2 x Luer Lock Y, in Tyvek-stuksverpakking, 20Gx32mm
11925 (HM-520323)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, 2 x Luer Lock Y, in Tyvek-stuksverpakking, 22Gx25mm
11926 (HM-520330)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, 2 x Luer Lock Y, in Tyvek-stuksverpakking, 24Gx19mm

---

**Nouvo Safety Set (Gesloten I.V. kathetersysteem, met Straight Luer Lock)**

---

11931 (HM-520331)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, flashback-kamer met filter & Luer Lock, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx32mm
11955 (HM-520332)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, flashback-kamer met filter & Luer Lock, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx45mm
11932 (HM-520333)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, flashback-kamer met filter & Luer Lock, in Tyvek-stuksverpakking, 20Gx32mm
11933 (HM-520334)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, flashback-kamer met filter & Luer Lock, in Tyvek-stuksverpakking, 22Gx25mm
11934 (HM-520335)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, flashback-kamer met filter & Luer Lock, in Tyvek-stuksverpakking, 24Gx19mm

---

---

**Nouvo Safety Set (Gesloten I.V. kathetersysteem, Y-versie, Luer Lock en 2 MicroClave Clear-connectoren)**

---

11981 (HM-520340)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, Luer Lock en 2 MicroClave Clear connectoren, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx32mm
11982 (HM-520341)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, Luer Lock en 2 MicroClave Clear connectoren, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx45mm
11983 (HM-520342)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, Luer Lock en 2 MicroClave Clear connectoren, in Tyvek-stuksverpakking, 20Gx32mm
11984 (HM-520343)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, Luer Lock en 2 MicroClave Clear connectoren, in Tyvek-stuksverpakking, 22Gx25mm
11985 (HM-520344)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, Luer Lock en 2 MicroClave Clear connectoren, in Tyvek-stuksverpakking, 24Gx19mm

---

**Nouvo Safety Set (Gesloten I.V. kathetersysteem, Y-versie, Luer Lock en 1 MicroClave Clear-connector)**

---

11989 (HM-520350)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, Luer Lock en 1 MicroClave Clear connector, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx32mm
11990 (HM-520351)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, Luer Lock en 1 MicroClave Clear connector, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx45mm
11991 (HM-520352)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, Luer Lock en 1 MicroClave Clear connector, in Tyvek-stuksverpakking, 20Gx32mm
11992 (HM-520353)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, Luer Lock en 1 MicroClave Clear connector, in Tyvek-stuksverpakking, 22Gx25mm
11993 (HM-520354)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Y-versie en C-klem, flashback-kamer met filter, Luer Lock en 1 MicroClave Clear connector, in Tyvek-stuksverpakking, 24Gx19mm

---

---

**Nouvo Safety Set (Gesloten I.V. kathetersysteem - Straight, met driewegkraan, lipide-resistent)**

---

11946 (HM-520355)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, met driewegkraan (klik), flashback-kamer met filter, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx45mm
11947 (HM-520356)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, met driewegkraan (klik), flashback-kamer met filter, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx32mm
11948 (HM-520357)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, met driewegkraan (klik), flashback-kamer met filter, in Tyvek-stuksverpakking, 20Gx32mm
11949 (HM-520358)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, met driewegkraan (klik), flashback-kamer met filter, in Tyvek-stuksverpakking, 22Gx25mm
11950 (HM-520359)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, met driewegkraan (klik), flashback-kamer met filter, in Tyvek-stuksverpakking, 24Gx19mm

---

**Nouvo Safety Set (Gesloten I.V. kathetersysteem - Straight, met driewegkraan en 1 Needle-Free Connector)**

---

11938 (HM-520360)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, met driewegkraan (klik) en 1 NFC, flashback-kamer met filter, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx32mm
11937 (HM-520361)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, met driewegkraan (klik) en 1 NFC, flashback-kamer met filter, in Tyvek-stuksverpakking, 18Gx45mm
11939 (HM-520362)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, met driewegkraan (klik) en 1 NFC, flashback-kamer met filter, in Tyvek-stuksverpakking, 20Gx32mm
11940 (HM-520363)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, met driewegkraan (klik) en 1 NFC, flashback-kamer met filter, in Tyvek-stuksverpakking, 22Gx25mm
11941 (HM-520364)	Nouvo Safety Set I.V. katheter met PU verlengslang en vleugels, PUR- katheter, Straight Luer, met C-klem, met driewegkraan (klik) en 1 NFC, flashback-kamer met filter, in Tyvek-stuksverpakking, 24Gx19mm

**Toelichting productcodes:** de vijfcijferige productcode betreft de productreferentie van de fabrikant en staat op het product vermeld. De zescijferige productcode die tussen haakjes vermeld staat en voorafgegaan wordt door 'HM-' betreft onze productcode en dient als bestelcode gehanteerd te worden.