

Mondkapje – Medisch, Type I



Afmetingen	(17.5±0.5) cm x (9.5±0.5) cm
Klassificering	Class I Rule 1 volgens MDD 93/42/EEC Annex IX Class I Rule 1 volgens MDR EU2017/745 Annex VIII
Certificering	ISO 13485, EC DoC (MDR & MDD), product geregistreerd bij Spanish Agency of Medicines and Medical Devices (AEMPS)
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	>95% (EN14683:2019 Annex B)
Breathability	<40Pa/cm ² (Differential pressure (Pa/cm ²)) (EN14683:2019 Annex C)
Microbial Cleanliness (Bioburden)	10-25cfu/g (ENISO11737-1:2018)
Biocompatibility	Conform met vereisten van normen EN ISO10993-5:2009 en EN ISO10993-10:2013
Kleur	Blauw (buitenste laag) en wit
Maskerlagen	3 lagen non-woven materiaal. Buitenlaag: PP Non-woven, 25gsm±3gsm. Middenlaag: Melt-blown, 25gsm±3gsm. Binnenlaag: PP Non-woven, 25gsm±3gsm
Ear loop	Urethane Elastic Fiber material, lengte:18cm±2cm
Nose clamp	IJzerdraad met plastic coating:10.5±2cm
Toepassingen	<p>Binnen de gezondheidszorg wordt dit masker met name door patiënten gedragen om het risico op verspreiding te verlagen, medische staf draagt vaak Type II of Type IIR maskers.</p> <p>Buiten de gezondheidszorg worden veelal niet-medische maskers gedragen, het Type I masker is net even wat hoogwaardiger dan de meeste niet-medische maskers omdat bij niet-medische maskers allerlei soorten materiaal gebruikt worden terwijl Type I maskers gemaakt zijn van bewezen effectieve materialen zoals ze al jarenlang gebruikt worden voor medische maskers.</p> <p>Afhankelijk van bedrijfsbeleid kan dit masker gedragen worden door bijv. schoonmakers, kappers/schoonheidsspecialisten, bediening, en andere contactberoepen.</p>
Verpakkingsinformatie	Verpakt in doosjes van 50. 40 doosjes van 50 per overdoos, maten overdoos: 52 x 38 x 30 cm, 8kg per overdoos
Bestelinformatie	Minimale bestelhoeveelheid: 100.000 maskers Levertijd in weken: 2 weken via luchtvracht, 6-7 weken met zeevracht NashPharma bestelnummer: 174645