



# Productomschrijving

De YELCON™ NRFit®-accessoires zijn ontwikkeld voor gebruik binnen neuraxiale en regionale anesthesie. De NRFit®-aansluiting voldoet aan de ISO 80369-6-standaard en is ontworpen om het risico op foutieve aansluitingen tussen verschillende toedieningssystemen te helpen verminderen.<sup>1</sup> Daarmee dragen NRFit-producten bij aan een veilige en eenduidige werkwijze rondom onder andere epidurale, spinale en regionale anesthesietoepassingen.<sup>2</sup>

Binnen het YELCON™ assortiment bieden wij diverse NRFit®-accessoires, zoals filters, adapters, verlengslangen, en optreksaalden. Deze producten sluiten aan op de huidige behoefte in de klinische praktijk: betrouwbare disposable accessoires, duidelijke compatibiliteit en een assortiment dat zorgprofessionals ondersteunt bij veilige medicatietoediening via de juiste route.

De YELCON™ NRFit® accessoires zijn bedoeld voor professioneel gebruik door bevoegde zorgverleners. Afhankelijk van het artikel zijn er verschillende uitvoeringen en maatvoeringen beschikbaar.

## Generieke voordelen van de YELCON™ NRFit® accessoires:

- Compatibel met NRFit® systemen volgens ISO 80369-6
- Ontworpen voor neuraxiale en regionale anesthesietoepassingen
- Elimineert het risico op verkeerde aansluitingen
- Breed inzetbaar binnen anesthesie, pijnbestrijding en aanverwante procedures

# Productspecificaties

**Klassificering:** Medisch hulpmiddel klasse Is

**Certificering:**

- Geproduceerd volgens ISO 13485:2016
- CE-gecertificeerd (MDR)
- EU Conformiteitsverklaring (MDR)

**Toepassingen:** YELCON™ NRFit® accessoires worden toegepast bij neuraxiale en regionale anesthesieprocedures, zoals spinale en epidurale anesthesie, zenuwblokkades en pijnbestrijding. De NRFit®-aansluiting helpt verwisseling met andere toedieningssystemen te voorkomen en ondersteunt zo een veilige, gestandaardiseerde werkwijze voor zorgprofessionals.

<sup>1</sup> Cook, T. M., Woodall, N., & Frerk, C. (2016). Major complications of central neuraxial block: wrong-route medication errors and the role of NRFit connectors. *British Journal of Anaesthesia*, 117(suppl\_1), i18–i28.

<sup>2</sup> Cook, T.M., Wilkes, A.R., Bickford Smith, P.J., et al. (2019). Multicentre clinical simulation evaluation of the ISO 80369-6 neuraxial non-Luer connector. *Anaesthesia*, 74(5):619-629.

# Bestelinformatie

## Afsluitdop

Productcode	Productomschrijving	VEH
400110	Afsluitdop (mannelijke variant)	BOX/100
400111	Afsluitdop (vrouwelijke variant)	BOX/100



400110



400111

## Adapter voor epidurale catheter

Productcode	Productomschrijving	VEH
400112	Adapter voor epidurale catheter	BOX/100



400112

## Vloeistoffilter (0.22 micron)

Productcode	Productomschrijving	VEH
400113	Vloeistoffilter (0.22 micron)	BOX/100




400113

Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



## Verlenglijn met klem

Productcode	Productomschrijving	VEH
400114	Verlenglijn 10cm	BOX/25
400115	Verlenglijn 20cm	BOX/25
400116	Verlenglijn 125cm	BOX/25



## Optreksnaald

Productcode	Productomschrijving	VEH
400117	Optreksnaald 18G x 35mm	BOX/100
400118	Optreksnaald 18G x 50mm	BOX/100
400119	Optreksnaald met filter 18G x 35mm	BOX/100
400120	Optreksnaald met filter 18G x 50mm	BOX/100



## Transfercanule

Productcode	Productomschrijving	VEH
400121	Standaardversie, 18G x 100mm	BOX/100
400122	Met filter, 18G x 100mm	BOX/100



# YELCON™

YELCON™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

NRFit® is een geregistreerd merk van **Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA)**.

### Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: [info@huskmedical.com](mailto:info@huskmedical.com)

[www.huskmedical.com](http://www.huskmedical.com)