

DISPEN³SYR™



Driedelige injectiespuiten (Luer Slip en Luer Lock)

Breed inzetbaar bij bereiding en toediening



PRODUCTOMSCHRIJVING

Bij het optrekken, doseren en toedienen van vloeistoffen is een betrouwbare injectiespuit onmisbaar. Zorgprofessionals moeten kunnen vertrouwen op een duidelijke schaalverdeling, een soepele zuigerbeweging en een passende aansluiting voor de gewenste toepassing.

De Dispensyr™ injectiespuiten zijn ontwikkeld voor dagelijks professioneel gebruik binnen ziekenhuizen, klinieken, laboratoria en andere zorgomgevingen. De driedelige constructie ondersteunt een gecontroleerde en gelijkmatige beweging van de zuiger, zodat vloeistoffen nauwkeurig kunnen worden opgetrokken, gedoseerd en toegediend.

De transparante cilinder zorgt ervoor dat de inhoud goed zichtbaar blijft tijdens gebruik. De duidelijke maatverdeling helpt bij het zorgvuldig aflezen van het volume en ondersteunt een gecontroleerde werkwijze bij uiteenlopende handelingen.

De Dispensyr™ injectiespuiten zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Luer Slip en Luer Lock. De Luer Slip-uitvoering is geschikt voor toepassingen waarbij een snelle en eenvoudige aansluiting gewenst is. De Luer Lock-uitvoering beschikt over een vergrendelbare schroefverbinding en is bedoeld voor situaties waarin extra zekerheid van de aansluiting tussen naald en spuit belangrijk is.

De spuiten zijn latexvrij, individueel steriel verpakt en bedoeld voor eenmalig gebruik. Dankzij de beschikbaarheid in diverse volumes kan per toepassing de juiste maat en aansluiting worden gekozen.

SPECIFICATIES

Klassificering	Medisch Hulpmiddel klasse IIa
Certificering	• Geproduceerd volgens ISO 13485:2016 • CE-gecertificeerd conform MDR • EU Conformiteitsverklaring (MDR)
Materiaal	Polypropyleen (PP) en elastomeer (zwarte stopper)



Normeringen	• ISO 7886-1 • ISO 7886-2 (alleen voor REFs 303176 & 303177) • ISO 80369 • Sterilisatie conform EN ISO 11135 • Compliant met Europese farmacopee (paragraaf 3.2.8)
Toepassingen	Deze spuitn zijn bedoeld om, gecombineerd met een naald, gebruikt te worden voor het optrekken en/of toedienen van medicatie of vloeistoffen.
Overige specificaties	• Individueel steriel verpakt in blister • Driedelig design • Latexvrij

BESTELINFORMATIE

Met Luer Slip-aansluiting

Productcode	Volume	Type	Verpakkingseenheid	Omverpakking
303100	1 ml	Centrisch	BOX/100	BOX/20X100
303101	2 ml	Centrisch	BOX/100	BOX/32X100
303102	3 ml	Centrisch	BOX/100	BOX/12X100
303103	5 ml	Centrisch	BOX/100	BOX/24X100
303104	10 ml	Centrisch	BOX/100	BOX/15X100
303104-E	10 ml	Excentrisch	BOX/100	BOX/15X100
303105-E	20 ml	Excentrisch	BOX/50	BOX/16X50
303106	30 ml	Centrisch	BOX/50	BOX/16X50
303106-E	30 ml	Excentrisch	BOX/50	BOX/16X50
303107-E	60 ml	Excentrisch	BOX/30	BOX/12X30



Met Luer Lock-aansluiting

Productcode	Volume	Type	Verpakkingseenheid	Omverpakking
303170	1 ml	Regulier	BOX/100	BOX/20x100
303171	2 ml	Regulier	BOX/100	BOX/32x100
303172	3 ml	Regulier	BOX/100	BOX/12x100
303173	5 ml	Regulier	BOX/100	BOX/24x100
303174	10 ml	Regulier	BOX/100	BOX/15x100
303175	20 ml	Regulier	BOX/50	BOX/16x50
303176	30 ml	Regulier	BOX/50	BOX/8x50
303177	50/60 ml	Regulier	BOX/30	BOX/6x30

Scan deze QR-code om de productpagina van de **Luer Slip**-spuiten te bezoeken voor meer informatie:



Scan deze QR-code om de productpagina van de **Luer Lock**-spuiten te bezoeken voor meer informatie:



Versie nummer: 1.0
Publicatiedatum: 23-07-2026



DISPEN**SYR**TM

DISPENSYR™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com