

HA230 Eigenschappen van de disposable hemoperfusiecartridge

AdsorbenstVolume	230 mL
Biocompatibiliteit	Getest zoals vereist volgens ISO 10993
Adsorbens materiaal	Double Cross-linked Styrene-divinylbenzene Copolymer
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Sterilisatiemethode	Gesteriliseerd met gammastraling

Voorzorgsmaatregel: Artsen dienen bij het gebruik van dit product alert te zijn op mogelijke bijwerkingen, zoals een lage bloeddruk, koude rillingen en stollingsproblemen.
* Contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

JAFRON - Wereldwijde fabrikant en leverancier van adsorptiekolommen



CE-MDR



CE-MDD



Verlenging MDD-certificaat



EN ISO 13485

References

[1] Jiang Tianlan. Chin J Ethnomedicine and Ethnopharmacy 2012;130-131.

[2] Yu Dan. J Chin foreign medical treatment 2012; No.02:67.

[3] Xiangming Yang, et al. American J Emergency Medicine 2017.

[4] Deven Juneja, et al. Indian J Critical Care Medicine 2011.

[5] Shuangxin, et al. J Diabetes Investig 2018: 9:975-978.

[6] Xiaoyun Si, et al. PLOSONE 2015; 10(7).

[7] Guo Zhengke, et al. Chin J Blood Purification 2002; Vol.1, No.6: 15.

[8] Weng Guirong, et al. Chin Crit Care Med 2012; Vol. 24, No. 6:368.

[9] Jiling Huang, et al. Medicine 2017:96:27.

[10] Hui Dong, et al. Medicine 2017; 96:25.

[11] Yuning Shi, et al. PLOSONE 2012; 7(7).

[12] Chen Zhi, et al. Chin J Emerg Med 2005; Vol.14, No.2: 140-143.

[13] Liu Yadong, et al. Hebei Medicine 2012; Vol.18, No.12: 1726-1728.

[14] Tuo Yanhong, et al. J Yangtze University 2009; Vol.6, No.2: 33-34.

[15] Xue-hong ZHAO, et al. J Zhejiang Univ-Sci 2015; 16(8): 720-726.

[16] An Li, et al. Blood Purification 2016; 42: 92-99.

[17] Hui Dong, et al. Medicine 2017; 96:25.

[18] Diego Pomarè Montin et al. Blood Purification 2018 46:187-195.

[19] Ghada Ankawi et al. Blood Purification 2018 DOI: 10.1159/000493523.

Dit product wordt in de Benelux en Frankrijk geïmporteerd en gedistribueerd door:

Husk Medical B.V.
Kelvinring 44, 2952 BG Alblasserdam (NL)
Tel: 078-3032867
Email: info@huskmedical.com
www.huskmedical.com



HEMOADSORPTIE TECHNOLOGIE

Verwijdert overmatige hoeveelheden geneesmiddelen en toxische stoffen^{[3][16]}



HA230

Disposable Hemoperfusie Cartridge

ZORG IN DE ACUTE FASE

HA230 hemo-adsorptietherapie verwijdt toxische stoffen en overmatige hoeveelheden geneesmiddelen. De therapie wordt toegepast bij acute vergiftiging, bijvoorbeeld door een overdosis geneesmiddelen, blootstelling aan chemische stoffen en hooggedoseerde regionale chemotherapie. Uit gepubliceerde onderzoeken blijkt dat HA230 hydrofobe stoffen kan adsorberen die gebonden zijn aan plasma-eiwitten.^{[3][16]}

Resin Adsorbent^{[18][19]}



- Groot adsorptieoppervlak
- Hoge mechanische sterkte van de adsorbentia
- Resin materiaal met geavanceerde coatingtechnologie
- Geoptimaliseerde hemodynamische eigenschappen
- Filter voorkomt dat deeltjes in het menselijk lichaam terechtkomen


Toepassingen van adsorptietherapie[△]

Volgens de klinische praktijk kan hemo-adsorptietherapie worden toegepast bij de hieronder genoemde aandoeningen en intoxicaties.




[△]Voor gedetailleerde informatie zie www.jafron.com


Eenvoudige en flexibele toepassing van de therapie



Verwijdering van overgedoseerde geneesmiddelen en toxische stoffen^{[3][16]}



Verbetering van het therapeutisch effect^[16,17]



* Uitkomsten kunnen variëren afhankelijk van patiëntspecifieke factoren en klinische omstandigheden. De weergegeven gegevens zijn gebaseerd op geselecteerde patiëntcohorten.