



**PROTEXTRA™ STANDARD+ NITRILE
MEDISCHE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN**

Onze hoogwaardige standaard
onderzoekshandschoen voor brede inzet

Productomschrijving

Deze handschoen voldoet aan alle verplichte Europese normen voor onderzoekshandschoen en is daarmee breed inzetbaar voor niet-steriele, niet- tot laag-chemische, kortdurende medische handelingen. De handschoen is gemaakt van doorontwikkelde materialen waardoor de handschoen zeer dun is en aanvoelt als een 'tweede huid', maar tegelijkertijd wel de juiste treksterkte heeft.



Dit product is optimaal geschikt voor care- en cure-organisaties die een zo betaalbaar mogelijke handschoen willen gebruiken zonder in te leveren op de verplichte Europese compliancy-normen. Als er aanvullende eisen gelden zoals versneller-vrijheid, bredere chemische bestendigheid of een hogere dikte, dan verwijzen wij u door naar de andere nitril onderzoekshandschoenen in ons assortiment Handbescherming.

Wij leveren deze handschoen standaard verpakt per 200 (maat XS t/m L) of 180 (maat XL) stuks per doosje. Afwijkende verpakkingseenheden zijn op aanvraag bespreekbaar.

Specificaties

Klassificering	• Medisch Hulpmiddel - Klasse I (MDR EU2017/745 Annex VIII) • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) cat. III	Normeringen	• ASTM D6319 • ASTM D7160 • ASTM D7161 • ASTM D6978-05 (Cytostatica, neem contact met ons op voor de testresultaten) • EN 455-1 • EN 455-2 (treksterkte >6N) • EN 455-3 • EN 455-4 • EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Type B) • EN ISO 374-2:2019 • EN 16523-1:2015+A1:2018 (vervangt EN 374-3) • EN 374-4:2013 • EN ISO 374-5 (Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen) • EN 1041:2008+A1:2013 • EN 13130 • EN 1186 • EN ISO 21420:2020 • CEN/TS 14234
-----------------------	---	--------------------	--



Certificering	• Geproduceerd volgens ISO 13485 • EU Conformiteitsverklaring (MDR & PBM) • PBM cat. III gecertificeerd (EU Type Examination) • FDA 510(k)-, REACH- en RoHS compliant	Toepassingen	Deze handschoenen zijn primair bedoeld en geschikt voor medisch (niet-steriel) gebruik tijdens kortdurende medische onderzoeken en procedures waarbij infectierisico van toepassing is.
Dikte	Palm: 0.05 mm, vingers: 0.08 mm (+/- 0.03)	AQL	1.5
Afmetingen	Gemiddelde lengte >240mm voor alle maten	Materiaal	Nitril
Overige specificaties	• Niet-steriel • Voor eenmalig gebruik • Getextureerde vingertoppen • Tweehandig • Poedervrij • Hypo-allergeen en huidvriendelijk conform ISO 10993 • Food grade-compliant		

Bestelinformatie

Standaard dispenser (BOX/100)

Productcode	Maat	Verpakkingseenheid
138555-XS	XS	BOX/100
138555-S	S	BOX/100
138555-M	M	BOX/100
138555-L	L	BOX/100
138555-XL	XL	BOX/100

Standaard dispenser (BOX/150)

Productcode	Maat	Verpakkingseenheid
138555-XS-150	XS	BOX/150
138555-S-150	S	BOX/150
138555-M-150	M	BOX/150
138555-L-150	L	BOX/150
138555-XL-150	XL	BOX/150

Standaard dispenser (BOX/200)

Productcode	Maat	Verpakkingseenheid
138555-XS-200	XS	BOX/200
138555-S-200	S	BOX/200
138555-M-200	M	BOX/200
138555-L-200	L	BOX/200
138555-XL-180	XL	BOX/180

Goodpac+™ cube-dispenser (cuff-first)

Productcode	Maat	Verpakkingseenheid
138555-XS-200-CCF	XS	BOX/200
138555-S-200-CCF	S	BOX/200
138555-M-200-CCF	M	BOX/200



Goodpac+™ cube-dispenser (cuff-first)

Productcode	Maat	Verpakkingseenheid
138555-L-200-CCF	L	BOX/200
138555-XL-180-CCF	XL	BOX/180

Goodpac+™ twin pack dispenser (cuff-first)

Productcode	Maat	Verpakkingseenheid	Omdoos
138555-XS-200-TCF	XS	BOX/200	12 x BOX/200
138555-S-200-TCF	S	BOX/200	12 x BOX/200
138555-M-200-TCF	M	BOX/200	12 x BOX/200
138555-L-200-TCF	L	BOX/200	12 x BOX/200
138555-XL-180-TCF	XL	BOX/180	12 x BOX/180



Neem gerust contact met ons op via
info@huskmedical.com voor meer informatie en
advies!

PROEXTRA™ IS EEN GEREGISTREERD MERK VAN HUSK MEDICAL B.V.
| KELVINRING 44 | 2952 BG ALBLASSERDAM | TEL: 078-3032867 |
MAIL: [INFO@HUSKMEDICAL.COM](mailto:info@huskmedical.com) | WWW.HUSKMEDICAL.COM