

SteriFlow™

AIGUILLES DE SÉCURITÉ

Avec un système de sécurité intégré pour une protection optimale contre les piqûres accidentelles




HUSK
HEALTHCARE
GROUP



Description du produit

Selon l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail (EU-OSHA), on estime à un million le nombre d'accidents par piqûre d'aiguille et coupe survenant chaque année chez les professionnels de santé en Europe. Ces incidents constituent un risque professionnel important en raison de l'exposition potentielle à des infections transmises par le sang telles que l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH.¹

C'est pourquoi une directive Européenne (2010/32/UE) a été introduite en 2010, obligeant les employeurs du secteur de la santé à protéger leurs employés contre les blessures par objets tranchants et, lorsque cela est possible, à utiliser des dispositifs médicaux sûrs.²

En réponse à cette directive, les aiguilles de sécurité SteriFlow™ ont été conçues. Contrairement aux aiguilles d'injection conventionnelles, ces aiguilles de sécurité sont dotées d'un système de sécurité entièrement intégré qui les protège immédiatement après utilisation. Ceci est conforme à la directive susmentionnée.

Le système de sécurité est simple et intuitif, ce qui permet de minimiser les interruptions de travail. La protection immédiate de l'aiguille contribue à réduire le risque de contact accidentel après utilisation et favorise un environnement de travail sûr pour les professionnels de santé.

Principaux avantages du produit:

- Système de sécurité intégré pour l'aiguille avec protection immédiatement après utilisation
- Conçu dans le but de contribuer à réduire le risque d'incidents liés aux piqûres d'aiguilles
- Activation simple et ergonomique, sans perte de temps ni d'énergie inutile.
- Adapté à une utilisation dans divers environnements et pour différentes applications
- Disponible dans une large gamme de diamètres et de longueurs

Aperçu des avantages



Intuitif et facile à utiliser

Les aiguilles de sécurité SteriFlow™ sont polyvalentes pour les injections et compatibles avec toutes les seringues courantes. Le capuchon de sécurité et l'embase de l'aiguille sont dotés d'un code couleur permettant de visualiser clairement son diamètre (jauge).



Protège contre les piqûres d'aiguilles

Le capuchon de sécurité de l'aiguille possède une surface texturée pour une prise en main optimale et émet un clic audible lorsque le mécanisme de sécurité est activé. Après utilisation, l'aiguille est immédiatement recouverte pour une protection optimale contre les piqûres accidentelles.

¹ Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). Prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et des soins de santé. OSHwiki ; 2022.

² Conseil de l'Union européenne. Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et des soins de santé conclu par HOSPEEM et EPSU. Journal officiel de l'Union européenne. 2010;L134:66-72.

Vue optimale du site d'injection

Le capuchon de sécurité de l'aiguille peut être complètement reculé, offrant ainsi à l'utilisateur une visibilité optimale du point de ponction. Cette position facilite l'activation du mécanisme de sécurité après utilisation. De plus, l'utilisateur a toujours son regard aligné avec la pointe de l'aiguille dans cette position, ce qui garantit que le capuchon de sécurité ne gêne jamais l'utilisation.



Informations de commande

Code couleur	Diamètre (gauge)	Diamètre et longueur (mm)	Longueur (pouces)	Code REF	Application recommandée
Rose	18G	1,2 x 25 mm	1"	374200-S	Transfert
Rose	18G	1,2 x 40 mm	1½"	374200-M	Transfert
Rose	18G	1,2 x 50 mm	2"	374200-L	Transfert
Ivoire	19G	1,1 x 25 mm	1"	374201-S	Collection IV
Ivoire	19G	1,1 x 40 mm	1½"	374201-M	Collection IV
Jaune foncé	20G	0,9 x 25 mm	1"	374202-M	Collection IV
Jaune foncé	20G	0,9 x 40 mm	1½"	374202-L	Collection IV
Vert	21G	0,8 x 25 mm	1"	374203-S	Injection IV
Vert	21G	0,8 x 40 mm	1½"	374203-M	Adultes IM
Noir	22G	0,7 x 25 mm	1"	374204-S	Injection IV
Noir	22G	0,7 x 32 mm	1¼"	374204-M	Injection IV / IM enfants
Noir	22G	0,7 x 40 mm	1½"	374204-L	Adultes IV/IM
Bleu	23G	0,6 x 25 mm	1"	374205-S	Injection IV
Bleu	23G	0,6 x 25 mm	1"	374205-S	Injection IV
Bleu	23G	0,6 x 32 mm	1¼"	374205-M	Injection IV / IM enfants

(Suite à la page suivante)

Code couleur	Diamètre (jauge)	Diamètre et longueur (mm)	Longueur (pouces)	Code REF	Application recommandée
Bleu	23G	0,6 x 40 mm	1½"	374205-L	Adultes IV/IM
Violet	24G	0,55 x 25 mm	1"	374206	Sous-cutané
Orange	25G	0,5 x 16 mm	⅝"	374207-S	Sous-cutané
Orange	25G	0,5 x 25 mm	1"	374207-M	Sous-cutané
Orange	25G	0,5 x 40 mm	1½"	374207-L	Sous-cutané
Brun	26G	0,45 x 13 mm	½"	374208	Sous-cutané
Gris	27G	0,4 x 13 mm	½"	374209-XS	Sous-cutané/ Intradermique
Gris	27G	0,4 x 16 mm	⅝"	374209-S	Sous-cutané
Gris	27G	0,4 x 18,5 mm	¾"	374209-M	Sous-cutané/ Intradermique
Gris	27G	0,4 x 32 mm	1¼"	374209-L	Sous-cutané
Gris	27G	0,4 x 40 mm	1½"	374209-XL	Sous-cutané
Jaune clair	30G	0,3 x 12,5 mm	½"	374210	Intradermique

- **IV** = Intraveineux
- **IM** = Intramusculaire

Scannez ce code QR pour accéder à la page produit et obtenir plus d'informations :



SteriFlow™

STERIFLOW™ est une marque déposée de Husk Healthcare Group B.V.

Intéressé?

Pour plus d'informations, contactez votre partenaire local en scannant le code QR et en sélectionnant votre pays :

