

# SteriFlow™

## VEILIGE INJECTIENAALDEN

Met geïntegreerd naaldveiligheidssysteem voor optimale bescherming tegen naaldprikincidenten



  
**HUSK**  
HEALTHCARE  
GROUP

# Productomschrijving

Volgens de *European Agency for Safety and Health at Work* (EU-OSHA) vinden jaarlijks naar schatting circa 1 miljoen prik- en snijaccidenten plaats onder zorgprofessionals in Europa. Deze incidenten vormen een belangrijk beroepsmatig risico vanwege mogelijke blootstelling aan bloedoverdraagbare infecties zoals hepatitis B, hepatitis C en hiv.<sup>1</sup>

Om deze reden is er in 2010 een Europese richtlijn gekomen (2010/32/EU) die werkgevers in de zorg verplicht om medewerkers te beschermen tegen scherp letsel, en waar mogelijk veilige medische hulpmiddelen toe te passen.<sup>2</sup>

In antwoord op deze richtlijn zijn de SteriFlow™ veilige injectienaalden ontworpen. In vergelijking met conventionele injectienaalden zijn deze veiligheidsnaalden uitgevoerd met een volledig geïntegreerd veiligheidssysteem, waarmee de naald direct na gebruik wordt afgeschermd. Dit sluit aan bij de genoemde richtlijn.

Het veiligheidssysteem is eenvoudig en intuïtief in gebruik, zodat de workflow zo min mogelijk wordt onderbroken. De directe afscherming van de naald helpt het risico op accidenteel contact na gebruik te reduceren en ondersteunt een veilige werkomgeving voor zorgverleners.

## **Voornaamste productvoordelen:**

- Geïntegreerd naaldveiligheidssysteem
- Directe afscherming van de naald na gebruik
- Ontworpen om het risico op naaldprikincidenten te helpen reduceren
- Eenvoudige activering, zonder onnodig tijdverlies
- Geschikt voor veilige en efficiënte toepassing in uiteenlopende zorgomgevingen
- Leverbaar in een brede keur aan diameters en lengtes

## **De voordelen op een rij**



### **Intuïtief en makkelijk in gebruik**

De SteriFlow™ veilige injectienaalden zijn breed inzetbaar voor injectieve verrichtingen, en kunnen gecombineerd worden met alle gangbare spuitens. Zowel de naaldveiligheidskap als de hub zijn kleurgecodeerd zodat altijd zichtbaar is om welke diameter (gauge) het gaat.



### **Beschermt tegen naaldprikaccidenten**

De naaldveiligheidskap heeft een getextureerd oppervlak voor optimale grip, en een hoorbare klik wanneer het veiligheidmechanisme geactiveerd wordt. Na gebruik wordt de naald direct afgedekt voor optimale bescherming tegen naaldprikaccidenten.



### **Optimaal zicht op de prikplek**

De naaldveiligheidskap is volledig naar achteren te bewegen, waardoor de gebruiker optimaal zicht heeft op de prikplek. Deze positie maakt het activeren van het veiligheidmechanisme gemakkelijk na gebruik. Daarbij kijkt de gebruiker op deze manier altijd in het verlengde van de naaldpunt, waarbij de naaldveiligheidskap nooit meer in de weg zit tijdens gebruik.

<sup>1</sup> European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). Prevention of sharps injuries in the hospital and healthcare sector. OSHwiki; 2022.

<sup>2</sup> Council of the European Union. Council Directive 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector concluded by HOSPEEM and EPSU. Official Journal of the European Union. 2010;L134:66-72.

## Bestelinformatie

Kleurcode-ring	Diameter (Gauge)	Diameter & lengte (mm)	Lengte (inches)	Product-code	Aanbevolen toepassing
Roze	18G	1.2 x 25 mm	1"	374200-S	Transfer
Roze	18G	1.2 x 40 mm	1½"	374200-M	Transfer
Roze	18G	1.2 x 50 mm	2"	374200-L	Transfer
Ivoor	19G	1.1 x 25 mm	1"	374201-S	IV afname
Ivoor	19G	1.1 x 40 mm	1½"	374201-M	IV afname
Donkergeel	20G	0.9 x 25 mm	1"	374202-M	IV afname
Donkergeel	20G	0.9 x 40 mm	1½"	374202-L	IV afname
Groen	21G	0.8 x 25 mm	1"	374203-S	IV injectie
Groen	21G	0.8 x 40 mm	1½"	374203-M	IM volwassenen
Zwart	22G	0.7 x 25 mm	1"	374204-S	IV injectie
Zwart	22G	0.7 x 32 mm	1¼"	374204-M	IV injectie / IM kinderen
Zwart	22G	0.7 x 40 mm	1½"	374204-L	IV / IM volwassenen
Blauw	23G	0.6 x 25 mm	1"	374205-S	IV injectie
Blauw	23G	0.6 x 25 mm	1"	374205-S	IV injectie
Blauw	23G	0.6 x 32 mm	1¼"	374205-M	IV injectie / IM kinderen

Kleurcode- ring	Diameter (Gauge)	Diameter & lengte (mm)	Lengte (inches)	Product- code	Aanbevolen toepassing
Blauw	23G	0.6 x 40	1½"	374205-L	IV/IM volwassenen
Paars	24G	0.55 x 25	1"	374206	Subcutaan
Oranje	25G	0.5 x 16 mm	⅝"	374207-S	Subcutaan
Oranje	25G	0.5 x 25	1"	374207-M	Subcutaan
Oranje	25G	0.5 x 40	1½"	374207-L	Subcutaan
Bruin	26G	0.45 x 13	½"	374208	Subcutaan
Grijs	27G	0.4 x 13 mm	½"	374209-XS	Subcutaan/
Grijs	27G	0.4 x 16 mm	⅝"	374209-S	Subcutaan
Grijs	27G	0.4 x 18.5	¾"	374209-M	Subcutaan/Intrade
Grijs	27G	0.4 x 32	1¼"	374209-L	Subcutaan
Grijs	27G	0.4 x 40	1½"	374209-XL	Subcutaan
Lichtgeel	30G	0.3 x 12.5 mm	½"	374210	Intradermaal

- **IV** = Intraveneus
- **IM** = Intramusculair

# SteriFlow™

STERIFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**



## Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: [info@huskmedical.com](mailto:info@huskmedical.com)

[www.huskmedical.com](http://www.huskmedical.com)

Scan deze QR-code om de  
productpagina te bezoeken  
voor meer informatie:

