

SteriFlow™

SPINALE NAALDEN (QUINCKE & PENCIL POINT)

Precisie en gebruiksgemak bij spinale anesthesie en
lumbaalpunctie



Productomschrijving


Bij subarachnoïdale anesthesie en diagnostische lumbaalpuncties is precisie essentieel. De naald moet betrouwbaar toegang geven tot de subarachnoïdale ruimte, met zo min mogelijk weefseltrauma en aandacht voor patiëntcomfort. Een stabiele, goed controleerbare punctie ondersteunt de zorgprofessional bij het efficiënt en zorgvuldig uitvoeren van de procedure.

SteriFlow™ spinale naalden zijn ontwikkeld voor het nauwkeurig uitvoeren van spinale anesthesie en diagnostische puncties. Ze zijn verkrijgbaar in zowel Quincke- als Pencil Point- uitvoering, zodat de keuze kan worden afgestemd op klinische voorkeur, punctietechniek en patiëntsituatie.

De Quincke-naald heeft een scherpe, snijdende punt en is geschikt voor een directe en gecontroleerde punctie. De Pencil Point-naald is ontworpen met een atraumatische punt, gericht op het spreiden in plaats van snijden van de duravezels. Dit kan bijdragen aan beperking van weefseltrauma en patiënt-ongemak na de punctie.

Wetenschappelijke literatuur laat zien dat atraumatische, Pencil Point-naalden geassocieerd zijn met een lagere incidentie van post-durale punctiehoofdpijn in vergelijking met conventionele snijdende naalden. Daarmee ondersteunt de Pencil Point-uitvoering een patiëntgerichte benadering bij procedures waarbij precisie, controle en comfort belangrijk zijn.¹

¹ Rochweg B, et al. Atraumatic (pencil-point) versus conventional needles for lumbar puncture: a clinical practice guideline. BMJ, 2018.



Bestelinformatie

Quincke tip zonder introducer



Productcode	Diameter	Lengte (inch/mm)	Kleurcodering
400510	16G	3½" / 90mm	Lichtgrijs
400511	18G	3½" / 90mm	Roze
400512	19G	3½" / 90mm	Lichtbruin
400513	20G	3½" / 90mm	Geel
400514	21G	3½" / 90mm	Groen
400515	22G	3½" / 90mm	Donkergrijs
400516	23G	3½" / 90mm	Donkerblauw
400517	24G	3½" / 90mm	Paars
400518	25G	3½" / 90mm	Oranje
400519	26G	3½" / 90mm	Bruin
400520	27G	3½" / 90mm	Lichtblauw

Quincke tip met introducer



Productcode	Diameter naald	Lengte naald (inch/mm)	Diameter introducer	Lengte introducer (inch/mm)	Kleurcodering
400521	22G	3½" / 90mm	19G	1½" / 38mm	Donkergrijs
400522	23G	3½" / 90mm	19G	1½" / 38mm	Donkerblauw
400523	24G	3½" / 90mm	20G	1½" / 38mm	Paars
400524	25G	3½" / 90mm	20G	1½" / 38mm	Oranje
400525	26G	3½" / 90mm	21G	1½" / 38mm	Bruin
400526	27G	3½" / 90mm	22G	1½" / 38mm	Lichtblauw

Pencil Point tip zonder introducer



Productcode	Diameter	Lengte (inch/mm)	Kleurcodering
400530	18G	3½" / 90mm	Roze
400531	19G	3½" / 90mm	Lichtbruin
400532	20G	3½" / 90mm	Geel
400533	21G	3½" / 90mm	Groen
400534	22G	3½" / 90mm	Donkergrijs
400535	23G	3½" / 90mm	Donkerblauw
400536	24G	3½" / 90mm	Paars
400537	25G	3½" / 90mm	Oranje
400538	26G	3½" / 90mm	Bruin
400539	27G	3½" / 90mm	Lichtblauw



Pencil Point tip met introducer



Productcode	Diameter naald	Lengte naald (inch/mm)	Diameter introducer	Lengte introducer (inch/mm)	Kleurcodering
400540	22G	3½" / 90mm	19G	1½" / 38mm	Donkergrijs
400541	23G	3½" / 90mm	19G	1½" / 38mm	Donkerblauw
400542	24G	3½" / 90mm	20G	1½" / 38mm	Paars
400543	25G	3½" / 90mm	20G	1½" / 38mm	Oranje
400544	26G	3½" / 90mm	21G	1½" / 38mm	Bruin
400545	27G	3½" / 90mm	22G	1½" / 38mm	Lichtblauw

Verpakkingsinformatie

Steriel verpakt per stuk in blister, vervolgens per BOX/50.

Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



SteriFlow™

STERIFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44
2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

