

UriFlow™



Urimeter UM500

Hygiënisch en accuraat meten van diurese



HUSK
HEALTHCARE
GROUP

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dit gesloten urinemeetsysteem is ontwikkeld voor het nauwkeurig monitoren van de diurese en het observeren van urine-eigenschappen, zoals kleur en helderheid. Het systeem maakt het mogelijk om het urinevolume overzichtelijk bij te houden. Dankzij het gesloten ontwerp wordt onnodig contact met urine beperkt, wat bijdraagt aan een hygiënische werkwijze en helpt het risico op contaminatie en infecties te verminderen.

Voornaamste producteigenschappen:

- Robuust reservoir met drie compartimenten en een capaciteit van 500 ml
- Het eerste compartiment heeft een zeer nauwkeurig meetbereik in stappen van 1 ml
- Diverse manieren van fixatie zijn mogelijk door de op het product aangebrachte fixatiemogelijkheden
- Aftapkraantje met duidelijke indicator open/gesloten
- Druppelkamer voorzien van terugslagklep om infectierisico te reduceren
- Lijn beschikbaar in diverse lengtes, en altijd voorzien van naaldvrije poort voor monsterafname
- Voorzien van urinezak van 2 liter met aftapkraantje en hydrofoob filter
- Losse wisselzakken zijn beschikbaar in diverse volumes, zie producttabel

Belangrijkste eigenschappen in beeld



Robuust reservoir met drie compartimenten



Zeer nauwkeurig meetbereik



Druppelkamer voorzien van terugslagklep



Aftapkraantje met duidelijke indicator



Fixatiepunten (bedklemmen & wit koord)



Extra fixatiestrips

BESTELINFORMATIE

Urimeters

Productcode	Lengte lijn	Volume zak	Verpakkingseenheid
530251-120	120 cm	2000 ml	BOX/10
530251-150	150 cm	2000 ml	BOX/10

Wisselzakken (niet-steriel)

Productcode	Volume zak	Verpakkingseenheid
530252-15	1500 ml	BOX/50
530252-20	2000 ml	BOX/50
530252-35	3500 ml	BOX/50

Wisselzakken (steriel)

Productcode	Volume zak	Verpakkingseenheid
530252-15-S	1500 ml	BOX/50
530252-20-S	2000 ml	BOX/50
530252-35-S	3500 ml	BOX/50

Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



UriFlow™

URIFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

