

VENGFLOW™

Bloedkweekhouder

Voor veilig en stabiel vullen van
bloedkweekflessen



HUSK
HEALTHCARE
GROUP

Productomschrijving

De Venoflow™ bloedkweekhouder is ontwikkeld voor het veilig en efficiënt afnemen van bloedkweeken met bloedkweekflessen. De houder vormt de verbinding tussen het afnamesysteem en de bloedkweekfles, en ondersteunt een gecontroleerde workflow. Hierdoor kan de gebruiker zorgvuldig en overzichtelijk te werk gaan bij het afnemen van bloed voor microbiologisch onderzoek.

Bij bloedkweekafname is een betrouwbare werkwijze van groot belang. De houder helpt om de bloedkweekfles stabiel te positioneren en beperkt direct handcontact met onderdelen die tijdens de procedure relevant zijn voor een hygiënische afname. Dit draagt bij aan gebruiksgemak voor de zorgprofessional en ondersteunt een consistente manier van werken binnen afdelingen zoals de prikpost, verpleegafdeling, spoedeisende hulp, intensive care en het laboratorium.

Dankzij het eenvoudige en functionele ontwerp is de bloedkweekhouder breed inzetbaar binnen professionele zorgomgevingen. Het product is geschikt voor eenmalig gebruik en sluit aan bij processen waarbij veiligheid, hygiëne, betrouwbaarheid en efficiëntie centraal staan.

Overige specificaties

- Latexvrij
- DEHP-vrij
- Niet-steriel

Toepassing

Geschikt voor gebruik bij bloedkweekafname in ziekenhuizen, laboratoria, prikposten en andere professionele zorgomgevingen. De houder ondersteunt een stabiele en gecontroleerde positionering van bloedkweekflessen tijdens de afnameprocedure.

Bestelinformatie

Productcode	Verpakkingseenheid
512146	BOX/4x250



Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



Versie nummer: 1.0

Publicatiedatum: 23-07-2026

VENOFLOW™

VENOFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

