

VENGFLOW™

Luer Lock- en transferbuishouders

Voor veilige en gemakkelijke afname
of transfer van bloed



Productomschrijving

Deze producten stellen u in staat om op veilige en gemakkelijke wijze bloed af te nemen of te transfereren. Indien nodig kunt u achter elkaar meerdere buizen afnemen, zonder blootstelling aan de scherpe naald.

Wij leveren dit product in twee uitvoeringen: de mannelijke luer-variant (REF 512200, kleurcodering blauw) is bedoeld voor het rechtstreeks afnemen van bloed in een vacuümbuis op een infuuslijn. De vrouwelijke luer-variant (REF 512201, kleurcodering paars) is bedoeld om vanuit een spuit een vacuümbuis te vullen.

Beide varianten zijn steriel per stuk verpakt en gereed voor onmiddellijk gebruik. Dit biedt gemak en tijdswinst ten opzichte van het werken met losse buishouders en adapters.



Voorkomt blootstelling
aan scherpe naald



Efficiënt werken



Tijdswinst:
voorgemonteerd product

Toepassing

Deze producten worden gebruikt voor het veilig afnemen of transfereren van bloed naar vacuümbuizen binnen professionele zorgomgevingen. Afhankelijk van de uitvoering zijn ze geschikt voor directe bloedafname via een infuuslijn of voor het vullen van een vacuümbuis vanuit een spuit.

Bestelinformatie

Product-code	Kleurcodering	Luertype	Verpakkingseenheid
512200	Blauw	Mannelijk	BOX/200



Product-code	Kleurcodering	Luertype	Verpakkingseenheid
512201	Paars	Vrouwelijk	BOX/200



Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



Versie nummer: 1.0

Publicatiedatum: 23-07-2026

VENOFLOW™

VENOFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

