

VENOFLOW™

Conventionele bloedafname-naalden

Beschikbaar met en zonder zichtvenster



Productomschrijving

Deze conventionele bloedafnamenaalden stellen u in staat om op een gemakkelijke en efficiënte wijze bloed af te nemen. Indien nodig kunt u achter elkaar meerdere buizen aansluiten, zonder dat u van naald hoeft te wisselen.

Hierdoor kunt u snel en gecontroleerd de benodigde buizen afnemen.

De naalden zijn ontworpen voor routinematige bloedafnameprocedures binnen professionele zorgomgevingen. Dankzij de praktische aansluiting zijn ze eenvoudig te combineren met compatibele buishouders en bloedafnamebuizen. Dit maakt het product geschikt voor situaties waarin gebruiksgemak, betrouwbaarheid en een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding belangrijk zijn.

De naald is gemaakt van hoogwaardig staal en heeft de juiste puntscherpte, zodat de bloedafname zo patiëntvriendelijk mogelijk kan worden uitgevoerd. Na gebruik dient de naald conform de geldende protocollen te worden afgevoerd in een geschikte naaldencontainer.

Wij leveren de VenoFlow™ bloedafnamenaalden in de gangbare maatvoeringen, en in twee uitvoeringen: met of zonder zichtvenster. De toegevoegde waarde hiervan is dat men visueel kan zien dat het vat is aangeprikt omdat er bloed zichtbaar wordt in de transparante kamer op de naald.

Overige specificaties


- Latexvrij
- Steriel

Toepassing

De VenoFlow™ conventionele bloedafnamenaalden worden gebruikt voor routinematige veneuze bloedafname binnen professionele zorgomgevingen. Ze zijn geschikt voor het efficiënt afnemen van één of meerdere bloedbuizen met behulp van een compatibele buishouder.

Het product in detail

Standaardversie



Versie met zichtvenster

Geeft duidelijke visuele bevestiging van succesvol aanprikken.



Bestelinformatie

Standaardversie

Productcode	Kleur-codering	Gauge (G)	Diameter naald	Naaldlengte (inch / mm)	Verpakkings-eenheid
512130	Blauw	23G	0.6 mm	1" (25 mm)	BOX/100
512131	Zwart	22G	0.7 mm	1¼" (32 mm)	BOX/100
512132	Groen	21G	0.8 mm	1½" (38mm)	BOX/100
512133	Geel	20G	0.9mm	1½" (38mm)	BOX/100
512134	Roze	18G	1.2mm	1½" (38mm)	BOX/100

Versie met zichtvenster

Productcode	Kleur-codering	Gauge (G)	Diameter naald	Naaldlengte (inch / mm)	Verpakkings-eenheid
512270	Blauw	23G	0.6 mm	1" (25 mm)	BOX/100
512271	Zwart	22G	0.7 mm	1¼" (32 mm)	BOX/100
512272	Groen	21G	0.8 mm	1½" (38mm)	BOX/100
512273	Geel	20G	0.9mm	1½" (38mm)	BOX/100
512274	Roze	18G	1.2mm	1½" (38mm)	BOX/100

Versie nummer: 1.0
Publicatiedatum: 21-07-2026

Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



VENOFLOW™

VENOFLOW™ is een geregistreerd merk van Husk Healthcare Group B.V.

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44
2952 BG Alblasserdam
Tel: 078-3032867
Mail: info@huskmedical.com
www.huskmedical.com



STERILE