

VENGFLOW™

Retract™ veilige bloedafname-set

Volledige manuele controle over activatie van
het naaldveiligheidsmechanisme



HUSK
HEALTHCARE
GROUP

Productomschrijving

De Venoflow™ Retract™ is ontworpen voor veilige en efficiënte veneuze bloedafname binnen professionele zorgomgevingen. Het geïntegreerde veiligheidsmechanisme helpt de naald na gebruik af te schermen, waardoor het risico op naaldprikaccidenten wordt verminderd ¹.

De sets zijn voorzien van flexibele vleugels voor een stabiele positionering tijdens de bloedafname. Na afloop van de procedure kan het veiligheidsmechanisme worden geactiveerd, waarna de naald in het mechanisme wordt vergrendeld. Dit ondersteunt een veilige werkwijze voor zowel zorgprofessional als patiënt.

De bloedafnamesets zijn kleurgecodeerd en verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, waaronder met of zonder luer-adapter en met of zonder voorgemonteerde houder. Hierdoor kan eenvoudig de juiste uitvoering worden gekozen voor verschillende bloedafnameprocedures en gebruikersvoorkeuren.




Toepassing

Deze bloedafnamesets met veiligheidsmechanisme worden gebruikt voor veilige en efficiënte veneuze bloedafname binnen professionele zorgomgevingen. Het geïntegreerde veiligheidsmechanisme helpt de naald na gebruik af te schermen en ondersteunt een veilige werkwijze voor de zorgprofessional.

1. European Biosafety Network. (2013). Prevention of Sharps Injuries in the Hospital and Healthcare Sector. Implementation Guidance Toolkit for EU Council Directive 2010/32/EU.

Het product in detail



Universele kleurcodering

In één oogopslag is de maatvoering te herkennen aan de internationale kleurcodering volgens ISO 6009

Veiligheidsmechanisme

Het geïntegreerde veiligheidsmechanisme helpt de naald na gebruik af te schermen, waardoor het risico op naaldprikaccidenten wordt verminderd

Uitvoeringen

Er zijn meerdere configuraties mogelijk, zoals met of zonder houder en met een korte of lange verlenglijn (zie de producttabel voor meer informatie)

Bestelinformatie

Versie met voorgemonteerde luer-adapter

Product-code	Diameter en lengte naald	Lengte verlenglijn (cm)	Kleurcodering	Verpakkings-eenheid
512189	21Gx¾" (0.8 x 19 mm)	18 cm	Groen	BOX/50
512189-L	21Gx¾" (0.8 x 19 mm)	30 cm	Groen	BOX/50
512190	23Gx¾" (0.6 x 19 mm)	18 cm	Blauw	BOX/50
512190-L	23Gx¾" (0.6 x 19 mm)	30 cm	Blauw	BOX/50
512191	25Gx¾" (0.5 x 19 mm)	18 cm	Oranje	BOX/50
512191-L	25Gx¾" (0.5 x 19 mm)	30 cm	Oranje	BOX/50

Versie met voorgemonteerde luer-adapter en buishouder

Product-code	Diameter en lengte naald	Lengte verlenglijn (cm)	Kleurcodering	Verpakkings-eenheid
512192	21Gx $\frac{3}{4}$ " (0.8 x 19 mm)	18 cm	Groen	BOX/50
512192-L	21Gx $\frac{3}{4}$ " (0.8 x 19 mm)	30 cm	Groen	BOX/50
512193	23Gx $\frac{3}{4}$ " (0.6 x 19 mm)	18 cm	Blauw	BOX/50
512193-L	23Gx $\frac{3}{4}$ " (0.6 x 19 mm)	30 cm	Blauw	BOX/50
512194	25Gx $\frac{3}{4}$ " (0.5 x 19 mm)	18 cm	Oranje	BOX/50
512194-L	25Gx $\frac{3}{4}$ " (0.5 x 19 mm)	30 cm	Oranje	BOX/50

Andere uitvoeringen met bijvoorbeeld een langere verlenglijn of zonder lueradapter zijn op aanvraag leverbaar.

Versie nummer: 1.0

Publicatiedatum: 23-07-2026

Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



VENOFLOW™

VENOFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

